



Information sur les produits/ services

TEST T.H. COLORIMETRIQUE





TEST T.H. COLORIMETRIQUE

Produit

- Kit pour test colorimétrique de dureté de l'eau

Présentation

- Pochette ZIP transparente

Conditionnement

- 1 flacon à réactif
- 1 tube à essai gradué de 5 à 20 ml avec bouchon
- 1 mode opératoire

Applications

- Permet de s'assurer qu'une eau est douce par réaction colorée.

Composition

< 5% ISO PROPANOL CAS (67-63-0)

Péremption

- Délai de 2 ans de péremption

Mode d'emploi

- Rincer le tube à essai avec l'eau que l'on souhaite tester
 - Verser 5 gouttes de réactif dans 10 ml d'eau
 - Boucher le tube à essai et agiter
- Coloration bleu prononcé = L'eau est douce*
Coloration violacée = L'eau est dure

Précautions d'emploi

- Produit nocif pour les organismes aquatiques.
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas avaler ; nocif en cas d'ingestion
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment et consulter un spécialiste
- Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

Référence : TEST TH COLOR

* Frais de port et d'emballage en supplément.